

Otoferm[®] Creme



Technisches Datenblatt

Zweckbestimmung: Zur Eingewöhnung und Abdichtung der Otoplastik

Hersteller: Dreve Otoplastik GmbH
Max-Planck-Straße 31
59423 Unna / Germany

Zusammensetzung:

Pos	Chemische Bezeichnung
1	Dest. Wasser
2	Glycerin
3	Konservierungsmittel
4	Kamille Extrakt
5	Aloe Vera

Farbe: leicht gelblich transparent

Dichte: ca. 1,0 [g/cm³]

pH Wert: 5,5 ± 0,2

Dreve Otoplastik GmbH

Max-Planck-Str. 31

59423 Unna / Germany

Tel.: 02303 / 8807-0

Fax: 02303 / 82909

otoplastik@dreve.de

www.dreve.com