

OtoVita[®]

Reinigungsspray



Technisches Datenblatt

Zweckbestimmung: Desinfektionsmittel für Otoplastiken

Hersteller: Dreve Otoplastik GmbH
Max-Planck-Straße 31
59423 Unna / Germany

Zusammensetzung:

Pos	Chemische Bezeichnung
1	nichtionische Tenside
2	kationische Tenside
3	Desinfektionsmittel
4	Duftstoffe

Farbe: transparent, klar

Form: flüssig

Dichte: 0,99 g/cm³ (20 °C)

pH-Wert: 9,8 (20 °C)

Geruch: zitrusartig

Löslichkeit in Wasser: vollständig

Dreve Otoplastik GmbH

Max-Planck-Str. 31

59423 Unna / Germany

Tel.: 02303 / 8807-0

Fax: 02303 / 82909

otoplastik@dreve.de

www.dreve.com