

OtoVita[®]

Reinigungstabletten



Technisches Datenblatt

Zweckbestimmung: Desinfektionsmittel für Otoplastiken

Hersteller: Dreve Otoplastik GmbH
Max-Planck-Straße 31
59423 Unna / Germany

Zusammensetzung:

Pos	Chemische Bezeichnung
1	Dikaliumperoxomonosulfat
2	Natriumpercarbonat
3	Nichtionische Tenside
4	Natriumperborat
5	Zitronensäure
6	Lebensmittelfarbstoff
7	Minzöl-BMP
8	Natriumhydrogencarbonat
9	Bitterstoff
10	Quaternäre Ammoniumverbindungen

Eigenschaften:

Durchmesser: 20 mm

Dicke: 5 mm

Gewicht: 2,8 g ± 0,2 g

Farbe: blau-weiß meliert

Geruch: pfefferminzartig

Zerfallzeit: < 5 min

pH-Wert: 5,5 – 7,5

Verpackung: Alu-Verbundfolie

Dreve Otoplastik GmbH

Max-Planck-Str. 31

59423 Unna / Germany

Tel.: 02303 / 8807-0

Fax: 02303 / 82909

otoplastik@dreve.de

www.dreve.com