

# OtoVita<sup>®</sup>

## Reinigungstücher



### Technisches Datenblatt

Zweckbestimmung: Desinfektionsmittel für Otoplastiken

Hersteller: Dreve Otoplastik GmbH  
Max-Planck-Straße 31  
59423 Unna / Germany

Zusammensetzung:

Pos	Chemische Bezeichnung
1	nichtionische Tenside
2	kationische Tenside
3	Desinfektionsmittel
4	Duftstoff

Eigenschaften der verwendeten Flüssigkeit:

Farbe: transparent, klar

Form: flüssig

Dichte: 0,99 g/cm<sup>3</sup> (20°C)

pH- Wert: 9,8 (20°C)

Geruch: citrusartig

Löslichkeit in Wasser: vollständig

Dreve Otoplastik GmbH

Max-Planck-Str. 31

59423 Unna / Germany

Tel.: 02303 / 8807-0

Fax: 02303 / 82909

otoplastik@dreve.de

www.dreve.com