

Biopor® AB **Simply the best: Aus 2 wird 1**




Liebe Kundinnen und Kunden,
gerne möchten wir Sie informieren, dass wir Ihnen zukünftig das beste Biopor® AB aller Zeiten anbieten können. Denn aus 2 wird 1: Uns ist es gelungen, die Vorteile von Biopor® AB Xtreme mit denen des Biopor® AB zu kombinieren und können Ihnen somit ein Silikon anbieten, das die besten Eigenschaften beider Produkte in sich vereint.




- Schneller dank verkürzter Aushärtezeit**
- Höchste Reißfestigkeit**
- Große Farbvielfalt**
- Aushärtung bei Raumtemperatur für ein einfacheres Handling**
- Höchst präzise, robuste aber auch weiche Otoplastiken**
- Biokompatibel**


Reißdehnung, %



Reißfestigkeit, MPa



Weiterreißfestigkeit, N/mm



■ Biopor® AB (2024) – 40 Shore A ■ Biopor® AB Xtreme – 40 Shore A ■ Biopor® AB – 40 Shore A

Der größte Vorteil für Sie ist, dass Sie wertvolle Zeit und Aufwand bei der Verarbeitung des Materials sparen, da die Aushärtezeit auf 15 Minuten reduziert ist und die Nachhärtung nun bei Raumtemperatur stattfinden kann. Außerdem werden die zahlreichen bunten Farben strahlender und intensiver. Das neue Biopor® AB wird weiterhin in gewohnten Endhärtegraden – 25, 40, 60 Shore A – erhältlich sein.

Eine Umstellung der Produkte ist sukzessive geplant. Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren, falls Sie Fragen haben oder am Mustermaterial für Ihre Testzwecke interessiert sind – wir sind gerne für Sie da!

Freundliche Grüße
Ihr Dreve Otoplastik-Team